

BARBITURAADID URIINIS

Lühend	U-Bar
Mõiste	Sünteesiti esmakordselt 1903. a. Kasutati 20. saj. esimeses pooles enne bensodiasepiinide kasutuselevõttu laialdaselt psühhiaatriliste haiguste ning epilepsia ja unetuse raviks, samuti anesteesia sissejuhatamiseks ja alkoholi võõrutusraviks. Võrreldes bensodiasepiinidega tekitavad suurema tõenäosusega respiratoorset depressiooni.
Näidustused	Barbituraatide tarvitamise tuvastamine
Proovivõtu vahendid	Uriini proovitops või uriinikatsuti
Materjali säilivus ja transport	2–8 °C 48 h, –20 °C pikemaajaliselt
Teostamise aeg ja koht	Ööpäev läbi, kliinilise keemia labor, Ravi 18
Mõõtmismeetod	Immuunkromatograafia (kiiruuring)
Referentsvahemikud	Negatiivne
Tõlgendus	Positiivne - Barbituraatide sisaldus uriinis ületab testi tundlikkuse piiri NB! Juriidilistel näidustustel tehtud analüüsi positiivne tulemus vajab kinnitamist GC-MS või LC-MS meetodil Negatiivne - Uriinis ei leidu barbituraate - Barbituraatide sisaldus uriinis ei ületa testi tundlikkuse piiri
Hinnakirja koodid	66141
Kirjandus	- Kiirtesti kasutusjuhend: nal von minden Drug-Screen® Single/Multi Test (Urine) Rev.1.00 2023-12-12 - UpToDate Barbiturate (phenobarbital) poisoning 2025-02
Koostaja	Piret Kedars