

Liikvori uuringute algoritm ägeda neuroinfektsiooni korral

Liikvori põhiuuring

Liikvori põhiuuringute tulemus:
 Tsütoos **0-5 rakku/μl**
 Laktaat: **referentspiirides**
 Valk: **referentspiirides/↑**
 Glükoosi suhe liikvor/seerum: **referentspiirides**

1. Kui põhiuuring **on normis**, siis **ei tee lisauuringuid**
2. Kui **tsütoos on normis** ja **valk ↑/N**, siis peale kooskõlastamist raviarstiga (immuunsupresseeritud patsient) tehakse lisatellimus **Viirusmeningiidi tekitajate DNA/RNA paneel**

Lisauuringud, mis **tehakse eraldi tellimuse** alusel

Süüfilise uuringud seerum/liikvor
Puukborrelioosi uuringud seerum/liikvor, puukentsefaliidi uuringud seerum/liikvor
Tuberkuloosi uuringud - välisuuring

Liikvori põhiuuringute tulemus:
 Tsütoos **6 - 30 rakku/μl**
 Laktaat: **referentspiirides/↑ (< 3,5)**
 Valk: **referentspiirides /↑**
 Glükoosi suhe liikvor/seerum: **referentspiirides/↓**

CSF-Diff

Latekstest **CSF-Bac Ag**

Negatiivne	Positiivne → kooskõlastamine raviarstiga
------------	--

Viirusmeningiidi tekitajate DNA/RNA paneel

Bakteriaalse meningiidi tekitajate DNA paneel

Liikvori põhiuuringute tulemus:
 Tsütoos **> 30 rakku/μl**
 Laktaat: **↑↑ - ↑↑↑ (>3,5)**
 Valk: **↑ - ↑↑↑**
 Glükoosi suhe liikvor/seerum: **↓ - ↓↓↓↓ (< 0,6)**

CSF-Diff

Latekstest **CSF-Bac Ag**

Viirusmeningiidi tekitajate DNA/RNA paneel

Bakteriaalse meningiidi tekitajate DNA paneel

Mikrobioloogiline külv

NB!

- **Mikrobioloogiliseks** uuringuks **ei sobi liikvor**, mis on eelnevalt säilitatud külmikus. Liikvori säilitamine ja transport MB laborisse **+37°C juures** (termoses)
- **Mikrobioloogiliseks** uuringuks peab liikvor olema võetud **eraldi katsutisse**.
- **Molekulaardiagnostilisteks** uuringuteks peab liikvor olema võetud **eraldi katsutisse**.
- **Molekulaardiagnostilisteks** uuringuteks **sobib külmikus** säilitatud liikvor.
- Liikvorit (k.a jäägid) säilitatakse laboris **1 nädal**.