

## Autoimmuunuringud

| Analüüsi nimetus                                                                                                    | Lühend                                    | Katsuti                                | Uuringumaterjal | Materjali säilivus | Vastuse saamise aeg |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| Akvaporiin 4 vastane IgG seerumis/plasmas                                                                           | S,P-AQP4 IgG                              | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti | seerum          | 2–8 °C 14 päeva    | 1 nädal             |
| Atsetüülkoliini retseptori vastane IgG ja lihasspetsiifilise türosiinkinaasi retseptori vastane (MuSK) IgG (paneel) | S, P-MuSK IgG, AChR IgG                   | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti | seerum          | 2–8 °C 14 päeva    | 2 nädalat           |
| Autoimmuunsete entsefaliitidega seotud IgG liikvoris (paneel, IIF)                                                  | CSF-Autoimmune encephalitis IgG panel IIF | Lisandita katsuti                      | liikvor         | 2–8 °C 14 päeva    | 1 nädal             |
| Autoimmuunsete entsefaliitidega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, IIF)                                           | S,P-Autoimmune encephalitis IgG panel IIF | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti | seerum          | 2–8 °C 14 päeva    | 1 nädal             |
| Autoimmuunsete müosiitidega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, IB)                                                | S,P-Myositis IgG panel IB                 | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti | seerum          | 2–8 °C 14 päeva    | 1 nädal             |
| Beeta-2-glükoproteiin 1 vastase IgG seerumis/plasmas                                                                | S,P-b2-GP1 IgG                            | Geeli ja liitiumhepariiniga katsuti    | plasma          | 2–8 °C 14 päeva    | 1 nädal             |
| Beeta-2-glükoproteiin 1 vastase IgM seerumis/plasmas                                                                | S,P-b2-GP1 IgM QN                         | Geeli ja liitiumhepariiniga katsuti    | plasma          | 2–8 °C 14 päeva    | 1 nädal             |
| Bulloosete dermatoosidega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, IIF)                                                 | S,P-BP IgG panel IIF                      | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti | seerum          | 2–8 °C 14 päeva    | 1 nädal             |
| DNA kaksikahela vastane IgG seerumis/plasmas                                                                        | S,P-dsDNA IgG                             | Geeli ja liitiumhepariiniga katsuti    | plasma          | 2–8 °C 14 päeva    | 1 nädal             |
| Endomüüsiümivastane IgA seerumis/plasmas                                                                            | S,P-EMA IgA                               | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti | seerum          | 2–8 °C 14 päeva    | 1 nädal             |
| Gangliosiidide vastane IgG seerumis/plasmas (paneel)                                                                | S,P-Gangliosides IgG panel                | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti | seerum          | 2–8 °C 14 päeva    | 2 nädalat           |
| Gangliosiidide vastane IgM seerumis/plasmas (paneel)                                                                | S,P-Gangliosides IgM panel                | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti | seerum          | 2–8 °C 14 päeva    | 2 nädalat           |



| Analüüsi nimetus                                                             | Lühend                  | Katsuti                                | Uuringumaterjal | Materjali säilivus                  | Vastuse saamise aeg |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|
| Gliidiinivastane IgA seerumis/plasmas                                        | S,P-AGA IgA             | Geeli ja liitiumhepariiniga katsuti    | plasma          | 2–8 °C 14 päeva,<br>pikemalt -20 °C | 1 nädal             |
| Gliidiinivastane IgG seerumis/plasmas                                        | S,P-AGA IgG             | Geeli ja liitiumhepariiniga katsuti    | plasma          | 2–8 °C 14 päeva,<br>pikemalt -20 °C | 1 nädal             |
| HMGCR vastane IgG seerumis                                                   | S-HMGCR IgG             | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti | seerum          | 2–8 °C 2 päeva,<br>pikemalt -20 °C  | 2 nädalat           |
| IgLON5 vastane IgG seerumis/plasmas                                          | S,P-IgLON5 IgG          | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti | seerum          | 2–8 °C 14 päeva                     | 2 nädalat           |
| Kardioliipiini vastase IgG seerumis/plasmas                                  | S,P-ACLA IgG            | Geeli ja liitiumhepariiniga katsuti    | plasma          | 2–8 °C 14 päeva                     | 1 nädal             |
| Kardioliipiini vastase IgM seerumis/plasmas                                  | S,P-ACLA IgM            | Geeli ja liitiumhepariiniga katsuti    | plasma          | 2–8 °C 14 päeva                     | 1 nädal             |
| Koe transglutaminaasi vastane IgA seerumis                                   | S-tTG IgA               | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti | seerum          | 2–8 °C 14 päeva,<br>pikemalt -20 °C | 1 nädal             |
| Maksa autoimmunhaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, IB)           | S,P-Liver IgG panel IB  | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti | seerum          | 2–8 °C 14 päeva                     | 1 nädal             |
| Maksa autoimmunhaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, IIF)          | S,P-Liver IgG panel IIF | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti | seerum          | 2–8 °C 14 päeva                     | 1 nädal             |
| MOG (müeliini oligodendrotsüüdi glükoproteiini) vastane IgG seerumis/plasmas | S,P-MOG IgG             | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti | seerum          | 2–8 °C 14 päeva                     | 1 nädal             |
| MOG IgG tiiter                                                               | S,P-MOG IgG titr        | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti | seerum          | 2–8 °C 14 päeva                     | 1 nädal             |
| Müeloperoksüdaasivastane IgG seerumis/plasmas                                | S,P-MPO IgG             | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti | seerum          | 2–8 °C 14 päeva                     | 1 nädal             |
| Neuronaalsete antigeenide vastane IgG seerumis/plasmas (paneel, IB)          | S,P-Neuron IgG panel IB | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti | seerum          | 2–8 °C 14 päeva                     | 1 nädal             |
| Neuronaalsete antigeenide vastased antikehad seerumis/plasmas (paneel, IIF)  | S,P-Neuron Ab panel IIF | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti | seerum          | 2–8 °C 14 päeva                     | 1 nädal             |



| Analüüsi nimetus                                                             | Lühend                       | Katsuti                                | Uuringumaterjal | Materjali säilivus                                 | Vastuse saamise aeg   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG seerumis/plasmas (paneel, IIF)         | S,P-ANCA IgG panel IIF       | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti | seerum          | 2–8 °C 14 päeva                                    | 1 nädal               |
| Parietaalrakkude ja sisemise faktori vastane IgG seerumis/plasmas            | S,P-PCA/IF IgG               | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti | seerum          | 2–8 °C 14 päeva                                    | 1 nädal               |
| Proteinaas 3 vastane IgG seerumis/plasmas                                    | S,P-PR3 IgG                  | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti | seerum          | 2–8 °C 14 päeva, pikemalt -20 °C                   | 1 nädal               |
| Põletikuliste soolehaigustega seotud IgA, IgG seerumis/plasmas (paneel, IIF) | S,P-Colon IgAG panel IIF     | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti | seerum          | 2–8 °C 14 päeva                                    | 1 nädal               |
| Ro52 vastane IgG seerumis/plasmas                                            | S,P-Ro52 IgG                 | Geeli ja liitiumhepariiniga katsuti    | plasma          | 2–8 °C 14 päeva, pikemalt -20 °C                   | 1 nädal               |
| SSA-vastane IgG seerumis/plasmas                                             | S,P-SSA IgG                  | Geeli ja liitiumhepariiniga katsuti    | plasma          | 2–8 °C 14 päeva, pikemalt -20 °C                   | 1 nädal               |
| SSB-vastane IgG seerumis/plasmas                                             | S,P-SSB IgG                  | Geeli ja liitiumhepariiniga katsuti    | plasma          | 2–8 °C 14 päeva, pikemalt -20 °C                   | 1 nädal               |
| Süsteemse skleroosiga seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, IB)               | S,P-S sclerosis IgG panel IB | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti | seerum          | 2–8 °C 14 päeva                                    | 1 nädal               |
| Süsteemsete sidekoehaigustega seotud IgG seerumis/plasmas (paneel, IB)       | S,P-CTD IgG panel IB         | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti | seerum          | 2–8 °C 14 päeva                                    | 1 nädal               |
| Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastase IgG hulk seerumis                | S-CCP IgG QN                 | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti | seerum          | 20...25 °C 3 päeva, 2...8 °C 8 päeva, -20 °C 1 kuu | Tööpäeva jooksul, E–R |
| Tsütoplasma antigeenide vastane IgG seerumis/plasmas (paneel, IB)            | S,P-Cytoplasm IgG panel IB   | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti | seerum          | 2–8 °C 14 päeva                                    | 1 nädal               |
| Tuumavastane IgG seerumis/plasmas                                            | S,P-ANA IgG                  | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti | seerum          | 2–8 °C 14 päeva                                    | 1 nädal               |
| Türeglobuliini vastane IgG seerumis                                          | S-TG IgG                     | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti | seerum          | 2–8 °C 3 päeva, -20 °C 1 kuu                       | Tööpäeva jooksul, E–R |
| Türeoidperoksüdaasivastane IgG plasmas                                       | P-TPO IgG                    | Geeli ja liitiumhepariiniga katsuti    | plasma          | 2–8 °C 3 päeva, -20 °C 1 kuu                       | Tööpäeva jooksul, E–R |



| <b>Analüüsi nimetus</b>                                  | <b>Lühend</b>           | <b>Katsuti</b>                         | <b>Uuringumaterjal</b> | <b>Materjali säilivus</b>           | <b>Vastuse saamise aeg</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Türeotropiini retseptori vastane IgG seerumis            | S-TR IgG                | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti | seerum                 | 2–8 °C 3 päeva,<br>-20 °C 1 kuu     | Tööpäeva<br>jooksul, E–R   |
| U1 ribonukleoproteiini vastase IgG hulk seerumis/plasmas | S,P-U1RNP IgG QN        | Geeli ja liitiumhepariiniga katsuti    | plasma                 | 2–8 °C 14 päeva,<br>pikemalt -20 °C | 1 nädal                    |
| Vöötlihaste vastane IgG seerumis/plasmas                 | S,P-Striated muscle IgG | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti | seerum                 | 2–8 °C 14 päeva                     | 1 nädal                    |